



**S.A.R.L. COVAM**

Tél. /Fax : +213 (034) 20 51 05 - (034) 20 76 22 / 23

FAX : +213 (034) 21 97 70

Email : covbej@yahoo.fr

SARL au capital de 20 000 000. 00 DA

Mat. Fisc N° : 0 99 80 60 10 79 77 11

IM N° : 0 60 14 50 87 51

N° RC : 9 8 / B / 1 8 2 3 9 5

Agrément du Ministère de la Santé N° 1 4 5 / 2 0 0 6

*Fiabilité & Recherche*

*Conseils et Vente*

*Médical - Labo*

## **Automate d'ImmunoNephelometric**

**Marque : AMS**

**Origine : Italie**

**Type : NEPHYS**



### **MÉTHODOLOGIES :**

Des méthodes de fixe- temps, de point final, cinétiques et de différentiel 300+ d'ImmunoNephelometric différentes peuvent être programmées.

### **MODE EFFECTIF :**

Profil, groupe, sélectif, stat.

### **SORTIE :**

130 tests/hr.

### **CHARGEMENT D'ÉCHANTILLON :**

Chargement continu sur 4 supports séparés, 8 positions chacune. Des échantillons de stat peuvent être placés à tout moment dans des 4 supports l'uns des et être courus immédiatement.

### **RÉCIPIENTS TÉMOIN :**

Tubes primaires (diamètre de 8 à 16 millimètres ; taille jusqu'à 100 millimètres). Tasses de 1 ml à 4 ml.

### **PRÉLÈVEMENT :**

Volume témoin : 2.0 à 99 microlitres (incrément de 1  $\mu$ ) de volume de réactif : 3.0 à 499 microlitres (incrément de 1  $\mu$ ) de préchauffage sensor Reagent capacitif de leve) au cycle de lavage de sonde de lavage de sonde témoin de 37°C Automatic (interna et externe) est opérateur programmable.

### **RÉACTIFS :**

24 positions disponibles pour des récipients de réactif

### **NORMES ET COMMANDES :**

Jusqu'à 12 positions

### **VOLUME MINIMUM DE RÉACTION :**

250 microlitres

### **CUVETTES DE LECTURE :**

semi-finale 120 - jetable, les cuvettes optiques de catégorie se sont divisées parmi 6 supports (20 pièce)

**Siège Social : Boulevard Krim Belkacem promotion Lalaoui Mahmoud Bt BN°4 Quartier Seghir Bejaia -Algérie**  
**Compte BDL N° : 00500 152 400 220143 095 Cité Tobal Bejaia – Compte CCP de la banque BDL 390 146 clé 49**



## S.A.R.L. COVAM

Tél. /Fax : +213 (034) 20 51 05 - (034) 20 76 22 / 23

FAX : +213 (034) 21 97 70

Email : covbej@yahoo.fr

SARL au capital de 20 000 000. 00 DA

Mat. Fisc N° : 0 99 80 60 10 79 77 11

IM N° : 0 60 14 50 87 51

N° RC : 9 8 / B / 1 8 2 3 9 5

Agrément du Ministère de la Santé N° 1 4 5 / 2 0 0 6

*Fiabilité & Recherche*

*Conseils et Vente*

*Médical - Labo*

### **MODULE OPTIQUE :**

2 filtres interferential : 630 et 660 nanomètre (d'autres longueurs d'onde disponibles sur demande)

FWHM : 10 nanomètre + 2 nanomètre

Ampoule d'halogène 6V-10W

Longueur de chemin optique : 6mm

Dispersion de la lumière :

- 630 essais de latex de nanomètre
- 660 antisérums de nanomètre

### **LA TEMPÉRATURE DE RÉACTION :**

Bain d'air à 37° C + 0.2

### **CARACTÉRISTIQUES D'ORDINATEUR ET DE LOGICIEL :**

(Spéc. de minimum)

Pentium III, 500 mégahertz

Mémoire de RAM : Mb 256

Disque dur : 20 gigaoctets

Surveiller SVGA 15 " couleur

Imprimeur : Jet d'encre

Communication : RS232, USB

Système effectif : WINDOWS XP

### **ACCESSOIRES FACULTATIFS :**

- Lecteur de code à barres  
(Réactifs et échantillons)
- Table d'ordinateur
- Table d'instrument

### **ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :**

- 90 - 250 VCA

- 47/63 hertz

- 300 W

### **CONSOMMATION DE L'EAU :**

Environ 3 ml/test

### **DIMENSIONS ET POIDS :**

- Taille : 53 centimètres
- Largeur : 57 centimètres
- Longueur : 75 centimètres
- Poids : 35 kilogrammes

### **CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT D'OPÉRATION :**

Température ambiante : 18 à 32° C

Humidité relative : 20 à 85%

**Siège Social : Boulevard Krim Belkacem promotion Lalaoui Mahmoud Bt BN°4 Quartier Seghir Bejaia -Algérie**  
**Compte BDL N° : 00500 152 400 220143 095 Cité Tobal Bejaia – Compte CCP de la banque BDL 390 146 clé 49**